

Sélection milieu de transport spécimen Covid-19, test rapide.

Milieux de transport ACCEPTÉS pour GeneXpert (méthode rapide interne)		
UTM	Bouchon rouge	Liquide rose
MTV LSPQ	Bouchon bleu	Liquide transparent
MTV Joliette	Bouchon rouge-rose	Liquide transparent
MTV St-Jérôme	Bouchon rouge-rose	Liquide transparent
Milieu de transport NON-ACCEPTÉS pour GeneXpert*(Voir Photos)		
PCR Dual Swab	Bouchon jaune	Liquide transparent
COPAN MSwab	Bouchon bleu	Liquide transparent

Voici les deux milieux **NON-ACCEPTÉS** pour la méthode rapide du GeneXpert interne.

PCR Dual Swab de Roche (NON-ACCEPTÉ)



Copan MSwab (NON-ACCEPTÉ)

