

# Note de service

**DESTINATAIRES :** Membres du personnel de soins, gestionnaires et médecins du CISSS des Laurentides

**EXPÉDITEUR :** Dany Aubry, directeur OPTILAB LLL

**DATE :** 21 mai 2020

**OBJET :** **DÉPISTAGE EN CHSLD : CONSIGNE SUR LES TROUSSES DE PRÉLÈVEMENT**

---

L'ensemble des laboratoires du Québec font face à une pénurie de réactif d'extraction d'ARN. Nous devons donc contrôler le type de trousse de prélèvement utilisé pour les dépistages, car les milieux de transport ne sont pas tous compatibles avec la méthode sans extraction.

Dans ce contexte, il est impératif que les dépistages soient faits avec des trousse dont les tubes contiennent un des milieux de transport suivants :

- Hank's (fabriqué au laboratoire)
- Saline (fabriqué au laboratoire)
- MSwab (fabriqué par COPAN)

**Nous vous demandons dès maintenant de cesser l'utilisation des trousse COBAS PCR MEDIA du manufacturier ROCHE.**

Les trousse COBAS PCR MEDIA sont réservées pour certains types de prélèvement en milieu hospitalier. Si le rythme d'utilisation actuel se poursuit, le laboratoire situé à Saint-Eustache ne sera plus en mesure de faire les analyses en provenance de l'hôpital.