




Réserve	Stratégies à appliquer selon la réserve de votre masque N-95	Détails de la stratégie
	<b>Utilisation du N95 pour les soins qui l'exigent</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porter le masque N95 est indiqué seulement pour les <a href="#">IMGA</a> à risque reconnu ou possible <b>et pour les interventions découlant d'une entente CISSS.</b></li> <li>Limiter le nombre d'intervenants lors de l'IMGA</li> <li>Attendre, si possible, le temps nécessaire post IMGA pour que le changement d'air puisse s'effectuer avant d'intervenir</li> <li>Si l'usager est intubé en circuit fermé et qu'il est stable, un masque de procédure suffit après le changement d'air</li> </ul>
	<b>Masque à cartouches</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préconiser le masque à cartouche, lorsque disponible</li> <li>Changer la cartouche tous les 14 jours et compléter le registre à cet effet</li> <li>Peut être partagé ou dédié (voir liens pour <a href="#">procédure de réutilisation</a> et <a href="#">registre de changement de cartouche</a>)</li> </ul>
	<b>Utilisation de modèles équivalents</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser un modèle équivalent à votre masque N-95 pour lequel vous avez eu un fit-test (<a href="#">Masque et équivalence</a>)</li> </ul>
	Stratégies  + <b>Port prolongé du masque N95</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préconiser le port prolongé si vous êtes exposés à plusieurs IMGA +/- consécutivement</li> <li>Tenter de regrouper les IMGA et les dédier à un ou des professionnels pour favoriser le port prolongé</li> <li>Maintenir le masque sur le visage</li> <li>Porter de façon prolongée pendant un maximum de 8 heures</li> <li><b>Pourrait être réutilisé au retrait</b> (si port pendant &lt; 8hrs)</li> <li>Jeter si souillé, endommagé ou si la respiration est difficile</li> </ul>
	Stratégies  +  + <b>Réutilisation personnelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entreposer dans un contenant de plastique aéré à commander au service d'approvisionnement (voir <a href="#">vidéo</a> et <a href="#">procédure</a> de réutilisation du masque N95)</li> <li>Réutiliser lors d'IMGA si vous avez porté un masque de procédure par-dessus votre N95 et/ou une visière longue à moins d'une IMGA difficile ou longue chez un usager COVID+, selon jugement clinique</li> <li>Pouvons réutiliser le masque N95 le jour même, car notre procédure évite toute contamination de l'intérieur du masque, ce qui n'est pas le cas avec un sac de papier brun comme le suggère l'INSPQ; leur technique nous aurait obligés d'attendre 5 jours avant de le réutiliser</li> <li>Utiliser un maximum de 5 fois et un maximum de 8hr totales puis le jeter après.</li> <li>Jeter si souillé, endommagé ou si la respiration est difficile</li> </ul>

**\*\* Prendre note qu'il n'y a plus de récupération en cours pour le moment \*\***