

# Alimentation entérale

Le connecteur ENFit<sup>MD</sup>

**Hôpital régional de Saint-Jérôme**  
290, rue de Montigny  
Saint-Jérôme, Qc J7Z 5T3

**Centre multiservices de santé  
et de services sociaux d'Argenteuil**  
145, avenue de la Providence  
Lachute, Qc J8H 4L7

**Hôpital de Saint-Eustache**  
520, boulevard Arthur-Sauvé  
Saint-Eustache, Qc J7R 5B1

**Centre de services de Rivière-Rouge**  
1525, rue l'Annonciation Nord  
Rivière-Rouge, Qc J0T 1T0

**Hôpital Laurentien**  
234, rue Sain-Vincent  
Sainte-Agathe-des-Monts, Qc J8C 2B8

**Hôpital de Mont-Laurier**  
2561, chemin de la Lièvre Sud  
Mont-Laurier, Qc J9L 3G3

[www.santelaurentides.gouv.qc.ca](http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca)

Direction des soins infirmiers, DAPP  
Novembre 2022


Les images sont la propriété de *Cardinal Health Canada* et sont  
utilisées avec autorisation.

Le contenu de ce feuillet est adapté du feuillet *ENFit<sup>MD</sup> Aide-mémoire  
pour les soins à domicile* de la compagnie *Cardinal Health Canada*.

Communications - Décembre 2022

## Informations sur l'alimentation entérale

Le connecteur ENFit<sup>MD</sup>



Feuillet d'information à l'intention  
des usagers et de leurs proches

## Qu'est-ce que le connecteur ENFit<sup>MD</sup>?

Le connecteur ENFit<sup>MD</sup> est un raccord normalisé de nutrition entérale défini par la norme ISO-80369-3. Cette norme a pour but d'améliorer la sécurité lors de l'alimentation entérale. Celle-ci permet d'éviter les erreurs de connexion accidentelle entre le système de nutrition entérale et les autres systèmes.

Cette norme impacte l'ensemble des fournitures de nutrition entérale, comme par exemple :

- Embout de la seringue
- Embout du tube ou du bouton gastrique ou entérique
- Embout du système de gavage (sac ou seringue)

## Pourquoi s'applique-t-il à ma situation?

Les connecteurs ENFit<sup>MD</sup> sont différents des connecteurs actuels.

- Avant de brancher le système de gavage au tube ou au bouton gastrique ou entérique, vous devez retirer le raccord de transition blanc (en forme de sapin de Noël) qui est fixé à la tubulure du système de gavage.
- Le connecteur ENFit<sup>MD</sup> doit être utilisé avec une seringue ENFit<sup>MD</sup>.



Connecteurs actuels




Connecteurs ENFit<sup>MC</sup>



Pour connaître la méthode de connexion et de déconnexion du système de raccord ENFit<sup>MD</sup>, visitez le site Web de la compagnie *Cardinal Health Canada* :

[www.cardinalhealth.ca/en/products-and-services/resources/nutritional](http://www.cardinalhealth.ca/en/products-and-services/resources/nutritional)



## Comment entretenir le connecteur ENFit<sup>MD</sup>?

- Nettoyer le connecteur et la cavité avant et après le branchement.
- Les connexions doivent être propres, sans résidu gastrique ou solution entérale.
- Si les connexions sont souillées, trempez-les dans l'eau et, au besoin, utiliser une petite brosse pour les nettoyer (ex. : brosse à dents).
- Lors du branchement du système de gavage, positionner le tube ou le bouton gastrique ou entérique face vers le bas. Ceci préviendra l'accumulation de préparation entérale (gavage) dans la connexion ENFit<sup>MD</sup>.



**N'oubliez pas d'aviser le Programme ministériel d'alimentation entérale du Québec afin de recevoir les fournitures ENFit<sup>MD</sup>. Vous pourrez les joindre**

**au 514 345-4931, poste 2928**

**[programme.ministeriel.hsj@ssss.gouv.qc.ca](mailto:programme.ministeriel.hsj@ssss.gouv.qc.ca)**