



Pour plus de détails concernant les activités dérèglementées ci-dessous,
consulter les *Méthodes de soins informatisées (MSI)*

Installation et retrait (procédure abrégée)	Fait
Procéder à la double identification de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Assurer l'intimité de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Expliquer la procédure à l'utilisateur et obtenir son consentement verbal	<input type="checkbox"/>
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>
S'assurer que le visage de l'utilisateur est propre et sans huile, crème hydratante ou produit de beauté	<input type="checkbox"/>
Vérifier le bon état du matériel, du masque et du tube	<input type="checkbox"/>
Ajouter de l'eau déminéralisée dans le réservoir en respectant la quantité maximale au besoin	<input type="checkbox"/>
Brancher l'appareil à une source d'électricité	<div data-bbox="1052 856 1208 1016" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1052 1033 1253 1054">Avec la permission de ©ResMed</p>
Brancher le tube au masque	<div data-bbox="1006 1083 1325 1243" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1065 1255 1279 1276">Avec la permission de ©ResMed</p>
Brancher le tube à l'appareil	<div data-bbox="1091 1302 1318 1495" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1110 1499 1286 1520">Avec la permission de ©ResMed</p>
Fixer les harnais (courroies de soutien) au masque	<div data-bbox="1097 1537 1305 1747" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1091 1751 1289 1772">Avec la permission de ©ResMed</p>

Activités dérèglementées par des aides-soignants Installation et retrait de l'appareil C-Pap

Installation et retrait (suite) (procédure abrégée)	Fait
<p>Mettre l'appareil en fonction</p>  <p style="text-align: right; font-size: small;">Avec la permission de @ResMed</p>	<input type="checkbox"/>
Toujours démarrer l'appareil AVANT d'installer le masque à l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
<p>Assister l'utilisateur pour placer le masque sur son visage</p>  <p style="text-align: right; font-size: small;">Avec la permission de ResMed 2009</p>	<input type="checkbox"/>
Aider l'utilisateur à placer les harnais (courroies) derrière sa tête	<input type="checkbox"/>
S'assurer que le masque est bien ajusté au visage de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'étanchéité du masque	<input type="checkbox"/>
S'assurer que la valve expiratoire n'est pas obstruée	<input type="checkbox"/>
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>
Informier l'infirmière lorsque l'installation du masque est réalisée	<input type="checkbox"/>
Retrait de l'appareillage du C-Pap (procédure abrégée)	
Procéder à la double identification de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>
Retirer le masque du visage de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Mettre l'appareil hors fonction	<input type="checkbox"/>
Nettoyer l'équipement, au besoin	<input type="checkbox"/>
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>