

Méthode de prélèvement par salive pour le test de la COVID-19

- Ne pas boire d'eau au moins 10 minutes avant de recueillir la salive. Pour les autres boissons et la nourriture, s'abstenir pour 30 minutes.
- Retirer le masque s'il y a lieu et se laver les mains avec une solution hydroalcoolique.
- Recueillir la salive et non pas des expectorations dans un pot stérile :



- Le prélèvement peut prendre du temps, il est normal de devoir cracher à plusieurs reprises.
- Remplir le contenant jusqu'à ce que la partie périphérique du fond soit recouverte (environ 2 ml).



- Vérifier que l'on a recueilli assez de salive en inclinant le contenant :



- Saisir comme à l'accoutumée, mais choisir l'option salive dans le choix du type d'échantillon (ou les deux si un écouvillon nasopharyngé est aussi prélevé).
- Le spécimen n'a pas besoin d'être réfrigéré, il faut l'envoyer au laboratoire selon les procédures habituelles.