

**DESTINATAIRES :** Tout le personnel du CISSS des Laurentides




**EXPÉDITEUR :** Sylvain Pomerleau, directeur général adjoint - Programme santé physique générale et spécialisée, de l'enseignement et de la recherche

**DATE :** 9 avril 2020

**OBJET :** **SUBSTITUTS AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES  
OXIVIR TB**

Dans la situation actuelle de pandémie, il est possible que vous receviez différentes lingettes en substitut aux lingettes Oxivir TB utilisées habituellement. Il est à noter que les produits de remplacement ont des temps de contact humide qui diffèrent de celui des lingettes Oxivir TB.

Nous vous demandons également de **conserver les contenants** de lingettes désinfectantes en prenant soin de refermer le couvercle et de les déposer dans le sac prévu à cette fin dans les unités. Nous procéderons au remplissage par la suite.

		
LINGETTES HABITUELLES	SUBSTITUT	SUBSTITUT
<b>Ces trois types de lingettes conviennent pour une désinfection COVID-19</b>		
<b>Lingettes Oxivir TB</b>  À base de peroxyde d'hydrogène accéléré, GRM 47000219.  Produit à privilégier pour désinfecter une zone potentiellement contaminée par la COVID-19.  Il est important de respecter le temps de contact humide de <b>1 minute</b> après le nettoyage.	<b>Lingettes SABER</b>  À base de peroxyde d'hydrogène accéléré,  Il est important de respecter le temps de contact humide de <b>5 minutes</b> après le nettoyage.	<b>Lingettes GermiCide 3</b>  À base d'ammonium quaternaire et 21% d'Étanol  Il est important de respecter le temps de contact humide de <b>3 minutes</b> après le nettoyage